

## INSTRUCCIONES VARIZAPPER

Muy fácil manejo. Sólo tienes que humedecer las correas bajo el grifo, colocarlas en las muñecas. Se recomienda conectar la terminación roja del cable del zapper a la correa de la muñeca izquierda y la negra a la de la derecha. En lugar de pulseras para las muñecas puedes usar los electrodos adhesivos que no necesitan humedecerse.

Encender el zapper pulsando el botón de la izquierda con dos círculos concéntricos. Una vez encendido aparece un menú en la pantalla. Utiliza las flechas hacia arriba y hacia abajo moverte por el menú y seleccionar el modo que desees (el modo recomendado es el continuous). Al pulsar la tecla S da comienzo la sesión de zapeo.

Mientras estás utilizando el zapper puedes realizar otras actividades como leer o ver la tele. El zapper se apaga de forma automática una vez finalizada la sesión (60 minutos en el modo continuous).

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*

Mónica Gómez, terapeuta holística - Tlf: 902 996 375

[www.terapiacklark.es](http://www.terapiacklark.es)

E-mail: [pedidos@terapiacklark.es](mailto:pedidos@terapiacklark.es)

Twitter: @TerapiaClark