


SOLADEY ION5, el cepillo de dientes iónico

El revolucionario cepillo de dientes iónico que se activa gracias a la luz

¡No necesita pilas ni electricidad!


El cepillo iónico contiene una barra de dióxido de titanio fotosensitiva. Cuando se expone a la luz ambiente y al agua, la barra libera iones negativos que al unirse a la saliva desintegran de forma muy efectiva la placa dental.



El cepillo Soladey elimina las bacterias nocivas de la boca sin necesidad de usar dentífrico. El cepillo iónico Soladey se inventó en Japón, donde lo usan millones de personas.

Efectividad de un **70% en la prevención de caries y placa dental**, comparado con el cepillo eléctrico.

Instrucciones de uso: Mojar el cepillo y situarlo bajo una luz más brillante (puede ser luz artificial o solar), por ejemplo, la luz del baño. Aplicar un cepillado suave en todas las superficies dentales. Se recomienda abrir la boca para permitir que la luz llegue a los dientes posteriores. Cuanto más brillante sea la fuente de luz más efectivo será el cepillado, produciéndose más espuma con la saliva. No es necesario usar pasta dental, y si se usa, basta con aplicar una pequeña cantidad. El cepillo de dientes Soladey pueda durar toda la vida si se usa correctamente. Reemplazar el cabezal cada dos o tres meses como si se tratara de un cepillo normal. Mantener siempre el cabezal sujeto al mango excepto mientras se realiza el reemplazo.



Aunque se puede usar pasta dental con el cepillo iónico Soladey, no es aconsejable. Las mediciones realizadas durante años por la doctora Hulda Clark con el sincrómetro en numerosos dentífricos comerciales revelaron estar contaminados con benceno, estaño (suele formar compuestos con el flúor), estroncio y circonio (también presente en la mayoría de los desodorantes). El BENCENO, un solvente, es el

más tóxico de todos. Se acumula principalmente en el timo y en la médula espinal, desactivando el sistema inmunológico, y es la causa principal del SIDA.

Los solventes se utilizan en la industria para extraer los aceites esenciales de las plantas y otros compuestos.

La **Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer** clasifica el benceno como carcinógeno.

Según la Dra. Clark la mayoría de las marcas de dentífrico de herbolario supuestamente "naturales" también están contaminadas, debido a los antisépticos que se utilizan en la fabricación tanto de los dentífricos convencionales como de los naturales.

Evitar sobre todo pasta de dientes, hilo dental, colutorios o cualquier otro producto de higiene dental que contenga FLÚOR, un potente cancerígeno. El fluoruro sódico es una toxina que aumenta el riesgo de cáncer de huesos, osteoporosis y problemas de tiroides.

Cepillo dental Soladey-Ion5

- ✓ Actúa como un antibactericida natural reduciendo la placa dental
- ✓ Ecológico: NO necesita electricidad, pilas o dentífrico, y además dura toda la vida
- ✓ Económico: NO es necesario el uso de dentífrico
- ✓ Ideal para niños, mascotas y durante viajes o vacaciones
- ✓ Mango cómodo y ergonómico
- ✓ Millones de personas lo usan en todo el mundo




Cabezales de recambio

Se recomienda reemplazar el cabezal de cepillado cada dos o tres meses, con la misma frecuencia con la que cambiaría un cepillo de dientes normal. Para reemplazar el cabezal proceder según el dibujo: separar el mango del cabezal tirando ligeramente de los extremos del cepillo sin doblar el mango.

Asegurarse que la barra de titanio esté limpia antes de insertar firmemente el nuevo cabezal en el mango.

- ✓ El paquete contiene 4 cabezales de recambio

**LA TECNOLOGÍA
FOTOELÉCTRICA AL SERVICIO
DE TUS DIENTES**



Más información en www.terapiaclark.es/cepillodentalSoladey.htm

Mónica Gómez, terapeuta holística - Tlf: 902 996 375

www.terapiaclark.es - E-mail: pedidos@terapiaclark.es - Síguenos en Twitter @TerapiaClark

PRECIOS y venta online de todos los productos en:
www.terapiaclark.es/tienda.htm

Este documento se puede descargar en: www.terapiaclark.es/documentos.htm
(este enlace también aparece al final del email que recibiste al hacer el pedido)